


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lkb1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15831

Número de artículo: CM0004747



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LKB1 (STK11) humano validado para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Detecta LKB1 endógeno en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo, polaridad celular y supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] LKB1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; B1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6794
ID de gen	6794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 134-433 de LKB1 humano. (NP_000446.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15831
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo