


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Llph Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brt6

Número de artículo: CM0023814



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo LLPH validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y rata. Adecuado para estudios de crecimiento dendrítico y de espinas, y de transmisión sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LLPH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	hLLP; C12orf31; LLPH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84298
ID de Gen	84298
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-129 del LLPH humano (NP_115714.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9BRT6
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo