


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lman1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49257

Número de artículo: CM0011186



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo LMAN1 validado para WB, IHC-P y ELISA; detecta ERGIC-53 humano, de ratón y de rata, un receptor de carga para el transporte del RE al Golgi. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	LMAN1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MR60, gp58, F5F8D, FMFD1, MCFD1, ERGIC53, ERGIC-53, LMAN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3998
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de LMAN1 humana (P49257).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49257
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo