


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lman1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49257

Número de artículo: CM0016531



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LMAN1 humano (ERGIC-53, MR60) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Respalda la investigación sobre lectinas intracelulares y el transporte de carga ER-Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LMAN1
Observaciones/Alias	MR60; gp58; F5F8D; FMFD1; MCFD1; ERGIC53; ERGIC-53; LMAN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3998
GeneID	3998
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-480 de LMAN1 humano (NP_005561.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49257
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo