

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Lman2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12907

Número de artículo: CM0016507

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra LMAN2 (VIP36) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. LMAN2 es una lectina intracelular involucrada en el transporte de glicoproteínas en la vía secretora temprana. Ideal para investigación en biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LMAN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GP36B; VIP36; C5orf8; LMAN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10960
GeneID	10960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-320 de LMAN2 humano (NP_006807.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q12907
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo