

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lman2L Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q9H0V9

Número de artículo: CM0019716

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LMAN2L humano (VIPL), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar el transporte de glucoproteínas del RE al aparato de Golgi y la regulación de ERGIC-53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-LMAN2L
Observaciones/alias	VIPL; MRD69; MRT52; LMAN2L
Especie	Humano
ID del gen (humano)	81562
ID del gen	81562
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 189-348 de LMAN2L humano (NP_110432.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H0V9
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo