

Anti-Lmo1 (Rombotina-1) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - P25800

Número de artículo: CM0025953

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LMO1 humano (Rombotina-1), validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios sobre regulación génica neural, proteínas de dominio LIM y leucemia de células T. Específico para humano, con una banda predicha de ~18 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LMO1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TTG1; RBTN1; RHOM1; LMO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4004
GeneID	4004
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 del LMO1 humano (NP_002306.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25800
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo