

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lmo2 Para Wb, Elisa - P25791

Número de artículo: CM0004141



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-LMO2 de conejo de alta calidad para WB y ELISA. Se dirige a LMO2 humano (18 kDa), un regulador de transcripción nuclear esencial para el desarrollo eritroide. Ideal para investigación de hematopoyesis y leucemia de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LMO2 mAb de conejo
Notas/Alias	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4005
GeneID	4005
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25791
Peso Molecular	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo