

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lmo2 Para Wb, Elisa - P25791

Número de artículo: CM0022407



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LMO2 humano (Rhombotin-2). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Para la investigación del desarrollo eritroide y la leucemia. 18 kDa. UniProt P25791.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LMO2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4005
GeneID	4005
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-158 del LMO2 humano (NP_001135788.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25791
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo