


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lmo4 Para Wb Y Elisa - P61968

Número de artículo: CM0007859



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra LMO4 humano (factor de transcripción de dominio LIM LMO4), adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación de la transcripción y el desarrollo de las neuronas motoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo LMO4
Observaciones/Alias	LMO4
Especie	Humano
ID del Gen	8543
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 66-165 de LMO4 humano (P61968)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61968
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo