


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Lmo4 Para If/Icc Y Elisa - P61968

Número de artículo: CM0027672



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-LMO4 validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona con LMO4 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación transcripcional, identidad de neuronas motoras y oncoproteínas. SWISS: P61968.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LMO4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LMO4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8543
ID del Gen	8543
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de LMO4 humana (NP_006760.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61968
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo