


Anticuerpo Policlonico Anti-Lmod1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29536

Número de artículo: CM0030751



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra LMOD1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Dirigido contra la leiomodina-1, un factor de nucleación de actina fundamental para la contractilidad del músculo liso. Adecuado para investigación en biología muscular y autoinmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	LMOD1 pAb de conejo
Abreviaturas / Alias	1D; D1; 64kD; MMIHS3; SMLMOD; SM-LMOD; LMOD1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	25802
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-187 de LMOD1 humano (NP_036266.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P29536
Peso Molecular	67kDa
Envío	Bolsa de hielo