

Anticuerpo Policlonal Anti-Lmx1B Para Wb, Elisa - O60663

Número de artículo: CM0016937

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LMX1B humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la regulación transcripcional de podocitos y el desarrollo de las extremidades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LMX1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4010
GeneID	4010
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de LMX1B humano (NP_001167618.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60663
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo