

Anticuerpo Policlonico Anti-Lnpep Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UIq6

Número de artículo: CM0016803



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra LNPEP (Leucil-cistinil aminopeptidasa) humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la degradación de hormonas peptídicas y la homeostasis del embarazo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LNPEP pAb de conejo
Observaciones/Alias	CAP; IRAP; PLAP; P-LAP; LNPEP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4012
GeneID	4012
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de LNPEP humano (NP_005566.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlónicos
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UIQ6
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo