

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lnx1 Para Wb, Elisa - Q8Tbb1

Número de artículo: CM0027058



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LNX1 adecuado para Western blot (WB) y ELISA; reconoce LNX1 de humano, ratón y rata, una E3 ubiquitina-proteína ligasa que media la degradación de NUMB y actúa como andamio endocítico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LNX1 Rabbit pAb
Anotaciones / Alias	LNX; MPDZ; PDZRN2; LNX1
Especie	Humano
GeneID (humano)	84708
GeneID	84708
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 501-594 de la LNX1 humana (NP_001119800.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TBB1
Peso molecular de la proteína	81kDa
Envío	Bolsa de hielo