

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lonp2 Para Wb Y Elisa - Q86Wa8

Número de artículo: CM0022885

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LONP2 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige a la proteasa Lon peroxisomal, y es útil para estudiar la degradación de proteínas peroxisomales y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LONP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LONP, PLON, LONPL, PSLON, LONP2
Especie	Humano
ID del gen	83752
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de LONP2 humano (NP_113678.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q86WA8
Peso molecular	95 kDa
Envío	Bolsas de hielo