

Anticuerpo Policlonal Anti-Loricrina Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P23490

Número de artículo: CM0023232

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Loricrina validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a la proteína principal de la envoltura de queratinocitos. Ideal para estudios de dermatología y queratinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LORICRINA Conejo pAb
Observaciones/Alias	LOR; LORICRINA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4014
ID del Gen	4014
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la LORICRINA humana (NP_000418.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23490
Peso Molecular de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo