

Anticuerpo Policlonal Anti-Lox Para Wb - P28300

Número de artículo: CM0029275

Introducción

Explore este anticuerpo policlonal de conejo anti-LOX (P28300), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con LOX humano, de ratón y de rata; inmunógeno de proteína recombinante; 47kDa. Ideal para estudiar el entrecruzamiento de colágeno/elastina y la supresión de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LOX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAT10; LOX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4015
GeneID	4015
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 del LOX humano (NP_002308.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28300
Peso Molecular	47kDa
Envío	Bolsa de hielo