

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Loxl1 Para Wb, Elisa - Q08397

Número de artículo: CM0004547

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al LOXL1 humano, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Validado para reactividad cruzada con muestras humanas. Peso proteico 63kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LOXL1 Conejo mAb
Observaciones/Alias	LOL; LOXL; LOXL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4016
GeneID	4016
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 95-370 del LOXL1 humano. (NP_005567.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q08397
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo