

Anticuerpo Monoclonal Anti-Loxl2 Para Wb, Elisa - Q9Y4K0

Número de artículo: CM0004929



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LOXL2 humano para aplicaciones de WB y ELISA. Se dirige a la lisil oxidasa homóloga 2, que participa en la remodelación de la cromatina, la EMT y la reticulación de la matriz extracelular. Presenta reactividad cruzada con humano. ~87kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LOXL2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4017
ID de gen	4017
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 675-774 de LOXL2 humano (Q9Y4K0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y4K0
Peso proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo