

Anticuerpo Policlonal Anti-Loxl2 Para Wb, Elisa - Q9Y4K0

Número de artículo: CM0016999



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LOXL2 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la lisil oxidasa homóloga 2 en la transición epitelial-mesenquimal (EMT), la regulación de la cromatina y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LOXL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LOR; LOR2; W59-14; LOXL2
Especie	Humano
ID del gen	4017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-290 de LOXL2 humano (NP_002309.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y4K0
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo