

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lpar2 (Edg4, Lpa2) Para Wb, Elisa - Q9Hbw0

Número de artículo: CM0018581



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LPAR2 humano (EDG4, LPA2) para WB y ELISA. El objetivo es un receptor de ácido lisofosfatídico involucrado en la señalización acoplada a proteína G y diversas actividades celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LPAR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EDG4; LPA2; EDG-4; LPA-2; LPAR2
Especie	Humano
GeneID (humano)	9170
GeneID	9170
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del LPAR2 humano (NP_004711.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HBW0
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo