

Anticuerpo Policlonal Anti-Lpar4 Para Wb Y Elisa - Q99677

Número de artículo: CM0021292

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el receptor humano LPAR4/LPA4 (Q99677). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para la investigación de GPCR y de la señalización del ácido lisofosfatídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LPAR4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LPA4; P2Y9; GPR23; P2RY9; P2Y5-LIKE; LPAR4
Especie	Humano
GeneID (humano)	2846
GeneID	2846
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 311-370 de LPAR4 humano (Q99677).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q99677
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo