

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lpcat1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nf37

Número de artículo: CM0030249

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LPCAT1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de fosfolípidos y la biosíntesis del factor activador de plaquetas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LPCAT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AYTL2; lpcat; AGPAT9; LPLAT8; PFAAP3; AGPAT10; LPCAT-1; lysoPAFAT; LPCAT1
Especie	Humano
GeneID	79888
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 325-534 del LPCAT1 humano (NP_079106.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NF37
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo