

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrat Para Wb, If/Icc, Elisa - O95237

Número de artículo: CM0012900

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-LRAT validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce LRAT de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre metabolismo de retinoides y visión. CamelBio ofrece este anticuerpo como parte de su plataforma integral de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LRAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LCA14; LRAT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9227
GeneID	9227
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-194 de la LRAT humana (NP_004735.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95237
Peso molecular de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo