


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrg1 Para Wb, If-P, Elisa - P02750

Número de artículo: CM0025741



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-LRG1 validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta la alfa-2-glicoproteína rica en leucina en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de proteínas plasmáticas y descubrimiento de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LRG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LRG; HMFT1766; LRG1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	116844
ID del Gen	116844
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-347 de la LRG1 humana (NP_443204.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02750
Peso Molecular de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo