

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lrp1 Para Wb, Elisa - Q07954

Número de artículo: CM0003893



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LRP1 humano (505 kDa), validado para WB y ELISA. Detecta LRP1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación sobre el metabolismo de los lípidos, la endocitosis y las enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LRP1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Especie	Humano
GeneID	4035
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 4400-4500 del LRP1 humano (Q07954).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07954
Peso proteico	505kDa
Envío	Bolsa de hielo