


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrp2 (Megalin) Para Wb, Ihc-P, If-P - P98164

Número de artículo: CM0028612



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRP2 humano (megalin/gp330). Validado para Western blot, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en endocitosis y renal/neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo LRP2
Observaciones/Alias	DBS; GP330; LRP-2; LRP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4036
GeneID	4036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 4446-4655 de LRP2 humano (NP_004516.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98164
Peso Proteico	522kDa
Envío	Bolsa de hielo