


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrp4 Para If-P Y Elisa - 075096

Número de artículo: CM0019802



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRP4 validado para IF-P y ELISA en muestras humanas. Dirigido contra LRP4, un receptor implicado en la formación ósea y la unión neuromuscular. UniProt: 075096.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra LRP4
Observaciones/Alias	CLSS; CMS17; LRP-4; LRP10; MEGF7; SOST2; LRP4
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4038
ID del gen	4038
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1621-1720 de LRP4 humana (NP_002325.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	075096
Peso de la proteína	212 kDa
Envío	Bolsa de hielo