

## Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Lrp5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75197

Número de artículo: CM0012941

### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra LRP5 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Correceptor en la señalización Wnt, desarrollo óseo y vasculatura retiniana.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | LRP5 Rabbit pAb                                                                       |
| Notas/Alias         | HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5 |
| Especie             | Humana                                                                                |
| GenelD (Humana)     | 4041                                                                                  |
| GenelD              | 4041                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                                                                     |
| Origen              | Conejo                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                           |
| SWISS               | O75197                                                                                |
| Peso Proteico       | 179kDa                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                        |