


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrp6 Para If/Icc, Elisa - 075581

Número de artículo: CM0017653



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRP6 humano, un correceptor de Wnt implicado en la señalización de beta-catenina. Adecuado para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Validado para muestras humanas. UniProt 075581.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LRP6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Especie	Humana
GeneID (humano)	4040
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-150 de LRP6 humano (NP_002327.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	075581
Peso de la proteína	180 kDa
Envío	Bolsa de hielo