


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Lrp6 Para Wb Y Elisa - 075581

Número de artículo: CM0029355



Introducción

Este anticuerpo policlonico de conejo se dirige a la LRP6 humana, un correceptor de la señalización Wnt, validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de beta-catenina y procesos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LRP6 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Especie	Humano
ID del Gen	4040
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la LRP6 humana (NP_002327.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	075581
Peso Proteico	180kDa
Envío	Bolsa de hielo