

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrpap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30533

Número de artículo: CM0017290



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LRPAP1 humana (RAP, alfa-2-MRAP). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón, rata. Funciona como chaperona molecular para proteínas relacionadas con el receptor de LDL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LRPAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAP; MRAP; A2RAP; HBP44; MYP23; A2MRAP; alfa-2-MRAP; LRPAP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4043
GeneID	4043
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-357 de la LRPAP1 humana (NP_002328.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30533
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo