

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrrc14 Para Wb, Elisa - Q15048

Número de artículo: CM0022522

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-LRRC14 diseñado para aplicaciones de WB y ELISA. LRRC14 regula negativamente la señalización de NF-kappa-B mediada por receptores tipo Toll. Reacciona con LRRC14 humano. Adecuado para investigación en inmunidad innata. UniProt Q15048.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LRRC14
Observaciones/Alias	LRRC14A; LRRC14
Especie	Humano
ID del Gen	9684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de LRRC14 humano (NP_055480.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15048
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo