


Anticuerpo Policlonal Anti-Lrrc4 Para Wb, Elisa - Q9Hbw1

Número de artículo: CM0013487



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRRC4 humano (NGL-2), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación en neurociencia y los estudios sobre glioma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-LRRC4
Observaciones/Alias	NAG14; NGL-2; LRRC4
Especie	Humano
ID del gen (humano)	64101
ID del gen	64101
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 544-653 de LRRC4 humano (NP_071426.1))
Origen	Jilguero
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9HBW1
Peso de la proteína	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo