


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrrc7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Nw7

Número de artículo: CM0016078



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LRRC7 humano (Densin-180), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Validado para reactividad con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para aplicaciones de investigación postsináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LRRC7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DENSIN; LRRC7
Especie	Humana
GeneID (humano)	57554
GeneID	57554
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 730-890 de LRRC7 humano (NP_065845.1).
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q96NW7
Peso de la proteína	173 kDa
Envío	Bolsa de hielo