

Anticuerpo Policlonal Anti-Lrrfip1 Para Wb Y Elisa - Q32Mz4

Número de artículo: CM0019327



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRRFIP1, validado para WB y ELISA, con reactividad frente a muestras humanas, de ratón y de rata. Una herramienta valiosa para estudiar la represión transcripcional, la proliferación del músculo liso y las vías de señalización de TLR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LRRFIP1 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	GCF2; TRIP; FLAP1; GCF-2; FLAP-1; HUF1-1; FLIAP1; LRRFIP1
Especie	Humana
GeneID	9208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 589-809 de LRRFIP1 humano (NP_001131024.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q32MZ4
Peso molecular	89 kDa
Envío	Bolsas de hielo