

Anticuerpo Policlonal Anti-Lrrfip2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y608

Número de artículo: CM0019087

Introducción

Anticuerpo Policlonal de conejo contra LRRFIP2 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en vías de señalización Wnt y TLR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LRRFIP2 Rabbit pAb
Notas/Alias	HUFI-2; LRRFIP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9209
GeneID	9209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-340 de LRRFIP2 humana (NP_060194.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y608
Peso molecular de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo