


Anticuerpo Policlonal Anti-Lrrk1 Para Wb, Elisa - Q38Sd2

Número de artículo: CM0024055



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRRK1 humano para WB y ELISA. LRRK1 fosforila RAB7A, regulando el tráfico intracelular y la maduración de los osteoclastos, con implicaciones en la investigación del metabolismo óseo. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LRRK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OSMD; RPK6; Roco1; LRRK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79705
GeneID	79705
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-90 de LRRK1 humano (NP_078928.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q38SD2
Peso Proteico	225kDa
Envío	Bolsa de hielo