


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrrk1 Para Wb Y Elisa - Q38Sd2

Número de artículo: CM0023157



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a LRRK1 humano (proteína cinasa 1 de serina/treonina con repeticiones ricas en leucina), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios sobre tráfico intracelular y regulación de osteoclastos. Peso molecular predicho 225 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LRRK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OSMD, RIPK6, Roco1, LRRK1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79705
ID de Gen	79705
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-90 de LRRK1 humano (NP_078928.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q38SD2
Peso Proteico	225kDa
Envío	Bolsa de hielo