

Anticuerpo Policlonal Anti-Lrrk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5S007

Número de artículo: CM0013080



Introducción

Este anticuerpo policlonal contra LRRK2 (Cat. N.º A0859) se produce en conejo contra una proteína recombinante que contiene los aminoácidos 750-910 de la LRRK2 humana. Validado para WB, IHC-P y ELISA, reconoce LRRK2 de humano, ratón y rata (~286 kDa). Es adecuado para investigación en autofagia, neurodegeneración y enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LRRK2 Rabbit pAb
Notas/Alias	PARK8; RPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Especie	Humano
ID del Gen	120892
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-910 de la LRRK2 humana (NP_940980.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5S007
Peso Proteico	286kDa
Envío	Bolsa de hielo