

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lrrk2 Para Wb, Elisa - Q5S007

Número de artículo: CM0006895



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LRRK2 de alta calidad validado para WB y ELISA. Dirigido a LRRK2 humano (PARK8, Dardarina), una quinasa clave en la enfermedad de Parkinson, la autofagia y la función neuronal. Ideal para IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo LRRK2
Observaciones/Alias	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	120892
GeneID	120892
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-340 de LRRK2 humano (NP_940980.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5S007
Peso proteico	286kDa
Envío	Bolsa de hielo