

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrrk2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5S007

Número de artículo: CM0022675



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LRRK2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata; se dirige a la serina/treonina-proteína cinasa 2 rica en repeticiones de leucina (LRRK2), un regulador clave de la plasticidad neuronal y la autofagia. Ideal para la investigación de la enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-LRRK2
Observaciones/Sinónimos	PARK8; RPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Especie	Humano
GeneID (humano)	120892
GeneID	120892
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-910 de LRRK2 humano (NP_940980.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q5S007
Peso de la proteína	286 kDa
Envío	Bolsa de hielo