

Anticuerpo Policlonal Anti-Lrsam1 Para Wb Y Elisa - Q6Uwe0

Número de artículo: CM0025361

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo LRSAM1, validado para Western blot y ELISA. Detecta LRSAM1 (ligasa de ubiquitina E3 implicada en autofagia y neurodegeneración) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LRSAM1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TAL; CMT2P; RIFLE; LRSAM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	90678
GeneID	90678
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UWE0
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo