

Anticuerpo Policlonal Anti-Lrwd1 Para Wb Y Elisa - Q9Ufc0

Número de artículo: CM0020521

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LRWD1 validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Dirigido contra la proteína 1 que contiene repeticiones ricas en leucina y repeticiones WD (CENP-33/ORCA), implicada en la replicación del ADN y la organización de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Lrwd1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ORCA; CENP-33; Lrwd1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	222229
ID del gen	222229
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de Lrwd1 humana (NP_690852.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9UFC0
Peso molecular	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo