


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lsd2/Kdm1B/Aof1 Para Wb, Elisa - Q8Nb78

Número de artículo: CM0003641



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LSD2/KDM1B/AOF1 humana, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación en epigenética que estudia la desmetilación de histonas y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LSD2/KDM1B/AOF1 Rabbit mAb
Notas / Alias	AOF1; LSD2; C6orf193; LSD2/KDM1B/AOF1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	221656
ID del gen	221656
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de LSD2/KDM1B/AOF1 humana (NP_694587.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NB78
Peso proteico	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo