


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lsh/Hells Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q9NrZ9

Número de artículo: CM0007580



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Lsh/HELLS humano (Q9NRZ9), validado para WB, IF, IHC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre remodelado de la cromatina y metilación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Lsh/HELLS
Observaciones/alias	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; Lsh/HELLS
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3070
ID del gen	3070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 614-838 de Lsh/HELLS humano (NP_060533.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NRZ9
Peso de la proteína	97 kDa
Envío	Bolsa de hielo