

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lsm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15116

Número de artículo: CM0017413

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a LSM1 humano (SWISS O15116). Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para estudiar la degradación del mRNA y el procesamiento del mRNA de histona.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LSM1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CASM; YJL124C; LSM1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	27257
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-133 del LSM1 humano (NP_055277.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15116
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo