

## Anticuerpo Policlonal Anti-Lsm11 Para Wb, Elisa - P83369

Número de artículo: CM0030096



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LSM11 humano, un componente clave del complejo U7 snRNP implicado en el procesamiento del mRNA de histonas. Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humano y rata. Ideal para estudios del ciclo celular y procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | LSM11 pAb de Conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | AGS8; LSM11                                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen (Humano)  | 134353                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 131-360 del LSM11 humano (NP_775762.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                                        |
| SWISS               | P83369                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 40kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |