

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lsm12 Para Wb, Elisa - Q3Mhd2

Número de artículo: CM0022100

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LSM12 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de la señalización de Ca²⁺ mediada por NAADP. Peso proteico: 22 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	LSM12 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PNAS-135; LSM12
Especie	Humano
GenelD (humano)	124801
GenelD	124801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de LSM12 humano (NP_689557.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q3MHD2
Peso proteico	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo